



Qualevent et Qe-Log

Procédure 121005H de mise à jour de version par internet

PROCEDURE 121005 REVISEE LE 30 JUILLET 2013

En cas de problème lors de l'exécution de cette procédure, contacter QuanticEvents au 01 70 38 25 45 ou par courriel à support@quanticevents.com.

1. **IMPORTANT :**
 - a) Télécharger depuis <http://quanticevents.com/index.php/ressources> la dernière version de la procédure, ou la recevoir d'un contact technique de QuanticEvents.
 - b) Obtenir l'accord de support@quanticevents.com ou de d'un contact technique QuanticEvents avant d'exécuter la mise à jour à l'aide de cette procédure.
2. Pré-requis : la machine virtuelle (VM) Qualevent que l'on souhaite mettre à jour doit avoir accès à Internet.
3. Disposer d'un backup de la VM Qualevent réalisé depuis un délai compatible avec les exigences de la production. **Si tel n'est pas le cas, réaliser un backup avant de poursuivre la procédure.**
4. Se placer dans une fenêtre de console Linux Centos de la VM Qualevent. Taper < root > pour le login, et taper le mot de passe.

```
CentOS release 6.3 (Final)
Kernel 2.6.32-279.el6.x86_64 on an x86_64

new-host-6 login: root
Password:
Last login: Mon Sep 18 13:47:42 on tty1
[root@new-host-6 ~]# _
```

To direct input to this virtual machine, press Ctrl+G.

5. Taper la commande <yum update "qe*">. Cette commande met à jour la qe-machine Qe-Log, le déroulement de son exécution se termine par l'écran suivant :

```

QualeventQeUptimeStandAlone 3 - VMware Player  File Virtual Machine Help
---> Package gemachine.noarch 0:2.0.0-6 will be an update
---> Package qeviewsqeserver3.noarch 0:2.0.0-3 will be updated
---> Package qeviewsqeserver3.noarch 0:2.0.0-6 will be an update
---> Package qewebgui.noarch 0:2.0.0-7 will be updated
---> Package qewebgui.noarch 0:2.0.0-10 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                Arch          Version        Repository      Size
=====
Updating:
qebasemanager          noarch        2.0.0-8        qeserver3       648 k
qeinventory             noarch        2.0.0-5        qeserver3        12 k
gemachine               noarch        2.0.0-6        qeserver3        51 k
qeviewsqeserver3       noarch        2.0.0-6        qeserver3        22 k
qewebgui                noarch        2.0.0-10       qeserver3       376 k

Transaction Summary
=====
Upgrade      5 Package(s)

Total download size: 1.1 M
Is this ok [y/N]: _

```

6. Taper <y> en réponse à la question de l'écran précédent. La mise à jour de la qe-machine se termine par l'écran suivant, avec le message *Complete !*

```

QualeventQeUptimeStandAlone 3 - VMware Player  File Virtual Machine Help
pidfile /var/run/qewatchbases.pid does not exist. Daemon not running?
Cleanup      : qewebgui-2.0.0-7.noarch           6/10
Cleanup      : qeinventory-2.0.0-2.noarch       7/10
uninstall
Cleanup      : qeviewsqeserver3-2.0.0-3.noarch  8/10
Cleanup      : gemachine-2.0.0-2.noarch         9/10
Cleanup      : qebasemanager-2.0.0-5.noarch     10/10
Verifying    : qebasemanager-2.0.0-8.noarch     1/10
Verifying    : gemachine-2.0.0-6.noarch         2/10
Verifying    : qewebgui-2.0.0-10.noarch         3/10
Verifying    : qeviewsqeserver3-2.0.0-6.noarch  4/10
Verifying    : qeinventory-2.0.0-5.noarch       5/10
Verifying    : qeviewsqeserver3-2.0.0-3.noarch  6/10
Verifying    : gemachine-2.0.0-2.noarch         7/10
Verifying    : qeinventory-2.0.0-2.noarch       8/10
Verifying    : qewebgui-2.0.0-7.noarch         9/10
Verifying    : qebasemanager-2.0.0-5.noarch    10/10

Updated:
qebasemanager.noarch 0:2.0.0-8        qeinventory.noarch 0:2.0.0-5
gemachine.noarch 0:2.0.0-6        qeviewsqeserver3.noarch 0:2.0.0-6
qewebgui.noarch 0:2.0.0-10

Complete!
[root@new-host-6 ~]# _

```

7. Taper la commande `<rpm -qa "qe*>`. Cette commande vérifie les versions des modules Qualevent installés par la mise à jour.
8. Envoyer à support@quanticevents.com et à vos contacts techniques QuanticEvents la copie d'écran montrant les versions installées.
9. Relancer la VM Qualevent en tapant la commande `<init 6>`
10. Qualevent avec Qe-Log est alors relancé dans sa version mise à jour, et l'hypervision est automatiquement activée.

En cas de problème avec cette procédure, contacter QuanticEvents au 01 70 38 25 45 ou par support@quanticevents.com

QuanticEvents



140 bis, rue de Rennes
75006 Paris

•
Tél.: +33 (0)1 70 38 25 45

Fax: +33 (0)1 70 38 23 00

•
info@quanticevents.com
www.quanticevents.com
twitter.com/@quanticevents